




.ATTITUDE GROUP est spécialisée dans l'amélioration de la performance, la récupération et la longévité.

LA LUMIÈRE AU SERVICE DE LA PERFORMANCE HUMAINE.

Les solutions ATTITUDE sont des dispositifs de luminothérapie professionnels, conçus pour les athlètes, les spas haut de gamme, les physiothérapeutes, les studios de yoga/Pilates et les hôtels premium.

Fabriqués dans des usines certifiées (CE, FDA, ISO9001, ISO13485, ETL, RoHS...) et soutenus par plus de 100 brevets.

Nos solutions sont le résultat d'un savoir-faire d'ingénierie avancée combinant optique, mécanique, électronique et biomédecine.

SOMMAIRE

	PRÉFACE	2
BIENFAITS DE LA THÉRAPIE PAR LUMIÈRE ROUGE		3
	LA GAMME ATTITUDE	8
	ATTITUDE POD SERIES	9
	ATTITUDE POD SERIES 2	18
	ATTITUDE POD SERIES 4	20
	ATTITUDE POD SERIES 6	22
	ATTITUDE MASK	23
	ATTITUDE MAT	24



LA LUMIÈRE EST UNE SCIENCE. NOUS EN AVONS FAIT UNE TECHNOLOGIE.

Chez Attitude, nous croyons profondément que le bien-être, la performance et la récupération doivent être accessibles, efficaces et scientifiquement fondés.

La nouvelle gamme ATTITUDE POD SERIES a été conçue pour offrir :

- Une efficacité clinique.
- Un design premium.
- Une technologie hautement fiable.
- Une expérience sensorielle unique.
- Une simplicité d'usage totale.

**Les POD Series sont plus que des appareils.
Ce sont des outils de transformation.**



Qu'est-ce que la thérapie lumière rouge ?

La thérapie lumière rouge est un processus consistant à émettre des longueurs d'onde de lumière à travers la peau pour stimuler les processus naturels de guérison et de régénération de votre corps.

Lorsqu'elle est administrée dans les longueurs d'onde et les niveaux d'énergie optimaux, la lumière rouge et le proche infrarouge protègent les cellules de votre corps contre les dommages causés par l'oxyde nitrique.

En effet, lorsque vous êtes stressé ou malade, l'oxyde nitrique peut arrêter la production d'ATP par les cellules.

Les photons de lumière rouge permettent aux cellules de continuer à utiliser efficacement l'oxygène en réduisant l'absorption d'oxyde nitrique.

Seule la thérapie lumière rouge peut pénétrer jusqu'à la mitochondrie d'une cellule pour stimuler la guérison et la régénération, ce qui peut aider à améliorer votre apparence, vos performances et votre bien-être général.

Comment ça fonctionne ?


Au sommet du spectre de la lumière visible se trouve la lumière rouge, qui s'étend d'un peu plus de 600 nm à environ 700 nm.

Au-dessus du spectre de la lumière visible se trouve le proche infrarouge (NIR), qui va d'environ 700 nm à un peu plus de 1100 nm.

Ce sont précisément ces longueurs d'onde de lumière rouge et de proche infrarouge qui ont des effets incroyables sur notre corps. La plupart des recherches montrant les avantages de la lumière rouge et du proche infrarouge ont utilisé des longueurs d'onde dans les gammes de 620 - 680 nm et 800 - 880 nm.


Des milliers d'études ont maintenant été menées sur des animaux et des humains.

Globalement, la lumière rouge et le proche infrarouge ont été régulièrement montrés avoir des effets positifs sur la fonction cellulaire dans des études sur des animaux et des humains, et d'aider à améliorer un large éventail de conditions.



Avantages de la thérapie lumière rouge

Diagramme du spectre lumineux - Spectre naturel de la lumière en nanomètres



Rééducation, guérison et performances.

La thérapie lumière est largement utilisée par les entraîneurs et les sportifs professionnels pour améliorer leurs performances et soutenir le processus de récupération. Les cellules musculaires ont besoin d'une grande quantité d'énergie et croissent et se renforcent grâce à un processus de déchirure et de réparation. La thérapie lumière aide votre corps à produire et à utiliser l'énergie plus efficacement.

Amélioration de la circulation sanguine.

La thérapie lumière est largement utilisée par les entraîneurs et les sportifs professionnels pour améliorer leurs performances et soutenir le processus de récupération. Les cellules musculaires ont besoin d'une grande quantité d'énergie et croissent et se renforcent grâce à un processus de déchirure et de réparation. La thérapie lumière aide votre corps à produire et à utiliser l'énergie plus efficacement.



La thérapie par la lumière est bénéfique pour la santé.

Une bonne lumière est essentielle au sommeil et au maintien des rythmes circadiens naturels. Notre cerveau interprète la lumière comme un signal indiquant quand il faut être éveillé ou endormi, et quand il faut produire des hormones du sommeil essentielles comme la mélatonine. Une lumière bleue intense la nuit peut perturber votre cycle de sommeil, tandis que la lumière rouge est une alternative de moindre intensité qui peut.

Santé et beauté de la peau.

Une bonne lumière est essentielle pour les cellules cutanées, leur santé et leur beauté.

La lumière rouge et la lumière NiR favorisent l'équilibre du corps et de la peau en améliorant la respiration cellulaire, ce qui améliore la production d'énergie et réduit le stress oxydatif. Grâce à cet équilibre, votre peau paraîtra plus douce et plus tonique.



Amélioration de la fonction cellulaire.


Un des avantages potentiels de la thérapie lumière est une amélioration de la fonction cellulaire.

La lumière rouge et le proche infrarouge stimulent la respiration cellulaire, rendant la production d'énergie plus efficace et réduisant le stress oxydatif.

Soulagement de l'inflammation et de la douleur.

La luminothérapie stimule le processus naturel d'inflammation de votre corps pendant votre convalescence après une maladie ou une blessure. La luminothérapie rouge soulage également l'arthrite et les douleurs articulaires en améliorant la circulation sanguine vers t





AVANTAGES DE LA THÉRAPIE DE PHOTOBIMODULATION (PBM)

- Il agit sur la partie superficielle du corps humain, et il y a peu d'effets indésirables dans l'ensemble du corps.
- Il ne provoquera pas de dysfonctionnement métabolique du foie et des reins et un déséquilibre normal de la flore humaine.
- Il existe de nombreuses indications cliniques et relativement peu de contre-indications.
- Il peut fournir un traitement rapide pour tous les types de patients souffrant de plaies sans recevoir trop d'examens.
- La luminothérapie pour la plupart des plaies est une thérapie non invasive et sans contact, avec un grand confort pour le patient.
- Opérations de traitement relativement simples et risque d'utilisation relativement faible.





Avantages de l'appareil haute puissance

L'absorption dans certains types de tissus (plus particulièrement, les tissus où beaucoup d'eau est présente) peut interférer avec le passage des photons légers et entraîner une pénétration tissulaire moins profonde.

Cela signifie qu'il faut beaucoup de photons lumineux pour s'assurer que la quantité maximale de lumière atteint le tissu ciblé, ce qui nécessite un appareil de luminothérapie plus puissant.

Avantages de 660+850

Au fur et à mesure que les deux lumières se déplacent à travers le tissu, les deux longueurs d'onde travailleront ensemble jusqu'à environ 4 mm. Après cela, les longueurs d'onde de 660 nm sont éteintes tandis que les longueurs d'onde de 850 nm continuent dans une profondeur d'absorption légèrement supérieure à plus de 5 mm avant de s'éteindre.

Cette combinaison de deux longueurs d'onde aidera à réduire la perte d'énergie qui se produit lorsque les photons légers traversent le corps - et lorsque vous ajoutez des longueurs d'onde plus longues au mélange, vous augmentez de manière exponentielle le nombre de photons lumineux interagissant avec vos cellules.

Avantages de 633+660+810+850+940


Lorsque les photons lumineux pénètrent dans la peau, les cinq longueurs d'onde interagissent avec les tissus qu'ils traversent. Il est très « brillant » dans la zone irradiée, et cette combinaison de cinq longueurs d'onde a un impact significatif sur les cellules de la zone de traitement.

Certains photons lumineux se dispersent et changent de direction, créant un effet « net » dans la zone de traitement dans laquelle toutes les longueurs d'onde sont actives. Cet effet net reçoit l'énergie lumineuse de cinq longueurs d'onde différentes.

Le filet sera également plus grand lorsque vous utiliserez un appareil de luminothérapie plus grand ; Mais pour l'instant, nous allons rester concentrés sur la façon dont les photons lumineux individuels se comportent dans le corps.

Bien que l'énergie lumineuse se dissipe effectivement lorsque les photons lumineux traversent le corps, ces longueurs d'onde distinctes travaillent ensemble pour « saturer » les cellules avec plus d'énergie lumineuse.

Cette sortie spectrale se traduit par une synergie sans précédent qui assure chaque couche de tissu à l'intérieur de la peau et sous la peau reçoit le maximum d'énergie lumineuse possible.



633nm

- Réduction des rides et ridules.
- Amélioration des troubles cutanés chroniques.
- Repousse des cheveux.
- Réduire la fatigue et les lésions musculaires.

660nm

- Réduction de l'inflammation.
- Réduction de la douleur neuropathique.
- Cicatrisation accélérée.

810nm

- Amélioration de la récupération après un AVC chez certains patients.
- Amélioration du rétablissement après un traumatisme crânien.
- Amélioration des troubles psychiatriques.
- Effet neuroprotecteur.
- Cicatrisation accélérée.

850nm

- Amélioration de la récupération musculaire.
- Accélérer la cicatrisation des affections post- chirurgicales.

940nm

- Améliore le processus de régénération des lésions nerveuses.
- Diminution de l'inflammation.
- Amélioration de la formation osseuse.
- Améliorer les télangiectasies.
- Suppression du virus de l'herpès simplex.

ATTITUDE POD MINI

USAGE VISAGE, ZONES CIBLÉES, MOBILITÉ, BIEN-ÊTRE QUOTIDIEN.

ATTITUDE POD ONE

PARFAIT POUR LES STUDIOS, SALLES DE SPORT ET ZONES MOYENNES.

ATTITUDE POD PLUS

COUVERTURE ÉLARGIE, PERFORMANCE AVANCÉE, USAGE SEMI-PRO.

ATTITUDE POD PRO

LE FLAGSHIP. FULL-BODY HAUT DE GAMME, PERFORMANCE MAXIMALE.

ATTITUDE POD PRO MAX

VERSION XL, MULTI-PANELS, USAGE PROFESSIONNEL INTENSE (HÔTELS, CLINIQUES, CLUBS).

ATTITUDE POD 2

PANNEAU 360° COMPACT ET MOBILE, CONFORT D'UTILISATION OPTIMAL DANS N'IMPORTE QUEL ESPACE.

ATTITUDE POD 4

SOLUTION IDÉALE POUR CRÉER UNE CABINE SIGNATURE DANS UN SPA, HÔTEL, CENTRE MÉDICAL OU STUDIO HAUT DE GAMME.

ATTITUDE POD 6


LA SOLUTION ULTIMATE POUR LES LIEUX DÉSIRANT UNE OFFRE PBM PREMIUM, RENTABLE, DIFFÉRENCIANTE ET IRRÉSISTIBLE.

ATTITUDE MASK

SILICONE MÉDICAL & TECHNOLOGIE MULTISPECTRALE POUR DES RÉSULTATS PROFESSIONNELS, IDÉAL POUR LES SOINS DU VISAGE HAUTE PERFORMANCE.

ATTITUDE MAT

TAPIS THÉRAPEUTIQUE CORPS ENTIER.



MODÈLE	MINI	ONE	PLUS	PRO	PRO MAX
PUISSANCE	107 W	318 W	455 W	850 W	1274 W
DIMENSIONS DU COLIS	38 × 32 × 12 cm	103 × 30 × 16 cm	103 × 37 × 16 cm	131 × 51 × 16 cm	1713 × 52 × 17 cm
DIMENSIONS DU PRODUIT	318 × 216 × 71 mm (12.52" × 8.5" × 2.8")	876 × 216 × 71 mm (34.45" × 8.5" × 2.8")	876 × 276 × 71 mm (34.45" × 10.09" × 2.8")	1155 × 415 × 71 mm (45.5" × 16.3" × 2.8")	1713 × 415 × 71 mm (67.4" × 16.3" × 2.8")
POIDS NET (KG)	4,2 kg	8,6 kg	11,8 kg	21,8 kg	30 kg
VENTILATEURS DE REFROIDISSEMENT (QUANTITÉ)	1 pièce	2 pièces	2 pièces	4 pièces	8 pièces
POIDS BRUT (KG)	5,5 kg	12,5 kg	15 kg	25 kg	37 kg
QUANTITÉ DE LEDS	70 LEDs	210 LEDs	300 LEDs	560 LEDs	840 LEDs
LONGUEUR D'ONDE	630 + 660 + 810 + 830 + 850 nm (LEDs : 7 / 28 / 4 / 3 / 28) Longueur d'onde personnalisable	630 + 660 + 810 + 830 + 850 nm (LEDs : 21 / 84 / 12 / 9 / 84) Longueur d'onde personnalisable	630 + 660 + 810 + 830 + 850 nm (LEDs : 30 / 120 / 15 / 30 / 105) Longueur d'onde personnalisable	630 + 660 + 810 + 830 + 850 nm (LEDs : 48 / 192 / 32 / 32 / 256) Longueur d'onde personnalisable	630 + 660 + 810 + 830 + 850 nm (LEDs : 72 / 288 / 48 / 48 / 384) Longueur d'onde personnalisable
ANGLE DE FAISCEAU DE LA LENTILLE	30 degrés				
IRRADIANCE À 3 POUCES	190 mW/cm ²				
TENSION D'ENTRÉE	100 V – 250 V				
ÉMISSION EMF	0 µT à 3 pouces				
SCINTILLEMENT (FLICKER)	Aucun scintillement				
FRÉQUENCE D'IMPULSION	10 / 40 / 73 / 146 / 293 / 587 Hz				
SON (DB) À 15 CM	52 dB				
MODES DE FONCTIONNEMENT	1. Rouge + NIR 2. Rouge 3. NIR				
MATÉRIAUX	Alliage d'aluminium				
TÉLÉCOMMANDE	Oui				
TEMPÉRATURE DE FONCTIONNEMENT	-20 °C ~ 40 °C				
MINUTERIE (TIMER)	5 / 10 / 15 / 20 / 25 / 30 min				
DURÉE DE VIE	> 100 000 heures				
VARIATEUR (DIMMER)	20 % / 40 % / 60 % / 80 % / 100 %				
CONTRÔLE SYNCHRONISÉ MULTI-APPAREILS	Oui				



Affichage pour marche/arrêt, durée, luminosité et fréquence d'impulsion

Indicateurs, le vert signifie "allumé"

Contrôle de la fréquence d'impulsion (10 / 40 / 73 / 146 / 293 / 587 Hz)

Contrôle du minuteur (5 / 10 / 15 / 20 / 25 / 30 min)

Contrôle du variateur de luminosité (20 % / 40 % / 60 % / 80 % / 100 %)

Contrôle du mode lumineux (Rouge, NIR, ou les deux)



TECHNOLOGIE BREVETÉE DE DISPONIBILITÉ MAXIMALE

Nos ventilateurs de serveur ultra-performants sont intégrés autour de l'appareil afin de garantir un flux d'air optimal, maintenant tous les composants importants au frais et pleinement fonctionnels.

Tout est conçu pour offrir les meilleures performances et une expérience utilisateur irréprochable.



De plus, cette technologie avancée de disponibilité maximale assure une fiabilité à long terme de votre appareil, le rendant non seulement efficace pour les traitements, mais aussi économique à l'usage.

ALIMENTATION DE L'APPAREIL



IP68

L'appareil de thérapie par lumière rouge pour tout le corps convertit le courant électrique en la tension et l'intensité exactes nécessaires pour garantir des séances de traitement optimales.

L'appareil est également solidement conçu et résistant à l'eau afin de prévenir tout dommage extérieur.

APPLICATIONS DES ATTITUDE POD SERIES

Une technologie, des usages illimités.

Les ATTITUDE POD Series s'adaptent instantanément aux besoins de chaque utilisateur grâce à leurs modes intelligents, leur écran tactile 1080P et leurs pré-réglages spécialisés (Muscle, Joint Pain, Sleep, Skin, Mood, Recovery).

Chaque séance est optimisée pour une zone spécifique du corps et pour un objectif précis, permettant une expérience simple, efficace et professionnelle.



MODES INTELLIGENTS INTÉGRÉS DANS LES ATTITUDE POD SERIES

- Muscle Mode — récupération & performance.
- Joint Pain Mode — anti-douleur ciblé.
- Sleep Mode — préparation au sommeil.
- Skin Mode — beauté & peau.
- Mood Mode — bien-être émotionnel.
- Recovery Mode — global recovery.

Personnalisation complète :

- Intensité 0-100%.
- Pulse 10 à 587 Hz.
- Timer 5-30 min.
- Spectre multi-longueurs d'onde (jusqu'à 12 bandes).



PERFORMANCE & EXERCICE PHYSIQUE

Idéal pour : sportifs, coachs, studios de fitness, cross-training, yoga, Pilates.

Objectifs :

- Récupération musculaire accélérée.
- Préparation à l'entraînement.
- Réduction des douleurs & tensions.
- Optimisation de la mobilité.

BIEN-ÊTRE & USAGE À DOMICILE

Pour : particuliers exigeants, entrepreneurs, personnes stressées, sommeil difficile.

Objectifs :

- Relaxation profonde.
- Réduction du stress.
- Amélioration du sommeil.
- Boost du mood & énergie naturelle.

ESTHÉTIQUE & SKINCARE AVANCÉE

Pour : spas, instituts, hôtels, soins beauté.

Objectifs :

- Stimulation du collagène.
- Amélioration de la texture & de l'éclat.
- Réduction des rougeurs.
- Accélération de la réparation cutanée.

SANTÉ, SOINS & RÉCUPÉRATION THÉRAPEUTIQUE

Pour : kinés, ostéopathes, centres médicaux, seniors, rééducation.

Objectifs :

- Soulagement des douleurs articulaires.
- Réduction de l'inflammation.
- Soutien post-opératoire.
- Mobilité améliorée.

PROGRAMMES DE MAINTENANCE & LONGÉVITÉ

Pour : gestion du stress, performance cognitive, routines bien-être.


Objectifs :

- Entretien du tonus cellulaire.
- Prévention des douleurs chroniques.
- Régulation hormonale légère.
- Augmentation de l'énergie durable.



CE QUI EST INCLUS

13



1. ATTITUDE POD SERIES × 1
2. Manuel d'utilisation × 1
3. Câble d'alimentation × 1
4. Lunettes de protection × 1
5. Corde de suspension × 1
6. Télécommande / Contrôleur × 1
7. Kit de montage × 1
8. Kit de fixation sur porte × 1



NOS AVANTAGES




- Boîtier en fer.
- Écran 720p.
- Angle supérieur à 30°.
- Risque de se blesser en raison des bords ou pièces susceptibles de rayer les mains.
- Coque assemblée et soudée.
- Aucune certification de qualité.
- Les câbles peuvent facilement s'emmêler dans le ventilateur, provoquant un court-circuit.



- Boîtier en alliage d'aluminium.
- Écran HD 1080P.
- Angle de faisceau de 30°, lentille qualité miroir.
- Technologie anti-rayures avec vis encastrées.
- Moulage du boîtier intégré.
- Certification de qualité TUV.
- Protection anti-enchevêtrement des câbles pour le ventilateur.



SUPPORT PIVOTANT ÉLECTRONIQUE



Dimensions du colis unitaire	101 × 77 × 24 cm
Poids net (kg)	32 kg
Poids brut (kg)	35 kg
Matériaux	Acier
Tension d'entrée	100 V – 250 V



PETIT SUPPORT






Le APS 2 360° peut être déplacé par des roulettes et il adopte une conception de tablette à angle droit, qui peut être fixée à la verticale à 90 °, posée à plat à 180 °, et dispose d'un nouveau pied électrique et d'une commande ce qui le rend plus pratique à utiliser.

Son apparence est lisse, belle et grande, adaptée aux maisons ou à un espace commercial limité.

Panneau très puissant.


CARACTÉRISTIQUES

- Feuille acrylique Lucite® du Royaume-Uni, jusqu'à 99% de transmission de la lumière.
- Puces LED EPISTAR®.
- Élévateur électrique à commande.
- Réglage de la rotation à 360 degrés.
- Roues universelles faciles à déplacer.
- Panneau de commande tactile physique.
- 4 ventilateurs de refroidissement.
- Pliable et peu encombrant.
- Levage automatique en hauteur et réglable.



PARAMÈTRES PRINCIPAUX DU PRODUIT

MODELE	ATTITUDE POD SERIES 2
SERIE	Attitude France®
TYPE DE LEDS	LED EPISTAR®
LONGUEUR D'ONDE UTILISÉE	633nm, 660nm, 810nm, 850nm, 940nm
LEDS UTILISEES	9600 PCS
PUISSANCE DE SORTIE	1500W
TEMPS DE LA SESSION	20 - 25 Minutes
COULEUR EXTÉRIEURE	Blanc, Noir
IRRADIANCE	129mw/cm2
ALIMENTATION	SOURCE DE COURANT CONSTANT
DIMENSION	185cm*88cm*105cm (horizontal) / 88cm*87cm*192cm(vertical)
EXIGENCES ÉLECTRIQUES	110 - 220V
POIDS NET	80 Kg
FONCTIONNALITÉS	Élévateur électrique réglable
Garantie	2 ANS





Le ATTITUDE POD SERIES 4 est un dispositif commercial de photobiomodulation à haute densité énergétique, de format compact, destiné au corps humain.

La structure élargie, renforcée et à capacité de charge améliorée, associée à une cabine enveloppante, rend l'ensemble du traitement plus confortable, garantit une irradiation lumineuse plus uniforme et stimule l'intégralité du corps en une seule séance grâce à l'effet de superposition de la lumière.

L'élément visuel de « capsule temporelle » a été extrait pour le design, et les lignes fluides et épurées mettent intuitivement en avant les attributs fonctionnels du produit.

L'utilisation d'un design asymétrique souligne son caractère unique, moderne, artistique et tendance.

Grâce au schéma breveté de dissipation thermique par large panneau lumineux, combiné à une alimentation à courant constant affichant une efficacité allant jusqu'à 93 %, l'efficacité du circuit de pilotage est augmentée de 30 à 50 % par rapport à une alimentation à tension constante, permettant ainsi une économie d'énergie globale supérieure à 50 %.



Apprécié par les patients comme par les professionnels, le APS4 cible un plus large éventail de problématiques liées au bien-être et à la santé, plus rapidement et avec davantage d'efficacité.

Il est conçu pour s'intégrer aux centres de soins modernes et à tous ceux qui souhaitent créer une expérience confortable et immersive, tout en restant accessibles et compétitifs.

PARAMÈTRES PRINCIPAUX DU PRODUIT

MODEL	APS 4.2 IN 1	APS 4	APS 4 +
LIGHT TYPE	China Taiwan EPISTAR® LED Chips		
WAVELENGTH UTILIZED	660nm,850nm	633nm, 660nm, 810nm, 850nm, 940nm	633nm, 660nm, 810nm, 850nm, 940nm
	- Ability to independently control each wavelength - Optional Other light color & Waves nm		
TOTAL LED CHIPS	21600 PCS	10800 PCS	21600 PCS
OUTPUT POWER	3000W	1500W	3000W
SESSION TIME	10 - 15 Minutes	10 - 15 Minutes	10 - 15 Minutes
OUTER COLOR	White, Pink, Agate red		
IRRADIANCE	Adjustable control		
POWER SUPPLY	CONSTANT CURRENT SOURCE TECH		
OPERATION MODE	- True continuous wave - Variable pulse 1-10000 Hz - Ability to change pulse		
WIRELESS TABLET CONTROL	- Ability to manage multi systems - Ability to set and store protocols - Ability to control from front desk		
DIMENSION	1940mm*860mm*820mm (closed)		
ELECTRICAL REQUIREMENTS	110 - 240V AC 50/60Hz		
NET WEIGHT	120 Kg		
FEATURES	360 degree treatment. - Reflective panels homogeneous light distribution - Air cooling system - Built-in Bluetooth speakers		
OEM & ODM	- Full Customization - Logo - Package. - Wavelength.		
Warranty	3 YEARS		

CARACTÉRISTIQUES

- Capsule horizontale ergonomique.
- Système de refroidissement Strong Circle.
- Plaque acrylique UK Lucite® avec jusqu'à 99 % de transmission lumineuse.
- Puces LED EPISTAR® (Taïwan, Chine).
- Schéma breveté de dissipation thermique à large panneau lumineux.
- Système breveté de conduits d'air séparés et indépendants pour le refroidissement.
- Schéma de source à courant constant développé en interne.
- Système de contrôle intelligent sans-fil développé en interne.
- Contrôle indépendant des longueurs d'onde disponible.
- Cycle de service ajustable de 1 à 100 %.
- Fréquence d'impulsion ajustable de 1 à 10 000 Hz.
- 3 configurations standard de sources lumineuses efficaces disponibles.
- Système audio Bluetooth surround.
- Option multi-longueurs d'onde : rouge, vert, bleu, jaune & lumière infrarouge.

Modèle	APS 6.0 +	APS 6.0
Nombre de LEDs	41 600 LEDs	18 720 LEDs
Couleur	Blanc Noir	
Système de refroidissement	1 ventilateur de refroidissement corporel + 16 ventilateurs de refroidissement	
Structure	Cabine complète horizontale, ressort + vérin hydraulique	
Système de contrôle	Contrôleur intelligent IoT + tablette sans fil (application)	
Consommation électrique maximale	30A, 6 500W	14A, 3 000W
Tension	220V	
Fréquence	50/60Hz	
Installation électrique requise	Disjoncteur dédié 40A, câblage jauge 9 (6mm²)	Disjoncteur dédié 20A, câblage jauge 11 (4mm²)
Poids net (NW)	350 kg	
Charge maximale (allongé)	350 kg (771 lbs)	

EFFETS DE LA PBM

30 jours - 8 séances

Des mouvements intestinaux plus réguliers, un sommeil amélioré, disparition des cernes sous les yeux, un teint rosé et lumineux, une peau douce et lisse sur tout le corps.

45 jours - 12 séances

Les rides du visage et du corps s'estompent progressivement, et les taches cutanées diminuent peu à peu.

60 jours - 16 séances

Les rides du front et les pattes-d'oie s'effacent, les hanches et l'abdomen sont tonifiés, et la peau de tout le corps est raffermie.

90 jours - 24 séances


Les lipides sanguins, la tension artérielle et la glycémie diminuent, les douleurs articulaires disparaissent et les plaies cicatrisent plus rapidement.

Long terme

L'immunité et la résistance aux maladies sont renforcées. Les maladies chroniques sont mieux contrôlées, la peau est ferme et uniforme, et le vieillissement est retardé.

20min - Une séance

La fatigue disparaît, la force physique se rétablit et l'humeur s'améliore. Le jour du bain, la peau de tout le corps devient douce et souple, et la viscosité sanguine diminue.



Dimensions	640 × 220 × 5,8 mm
Poids	0,387 kg
Matériau	Silicone de qualité alimentaire
Technologie lumineuse	LED
Longueurs d'onde	460nm/665nm 850nm/1 064nm
Puissance énergétique (Ee)	LED : 50 mW/cm ² Laser : 105 mW/cm ²
Capacité de la batterie	1 440 mAh
Alimentation	DC / 5V - 2A



STARSHINE RED



JADE POWDER




GRAPHITE



COLD GREY






Longueur d'onde	660 nm / 850 nm
Taille	1600 × 600 × 6 mm
Poids net	5 kg
Couleur	Noir
Double commutateur	Rouge et infrarouge NIR
Puissance	135 W
Fonctions	Télécommande, minuterie, variateur, mode pulsé
Certifications	FDA, CE, FCC, ROHS, ISO
Nombre de LED	945 LEDs



CONTRÔLEUR × 1
ADAPTATEUR SECTEUR × 1
CÂBLE D'ALIMENTATION × 1



.ATTITUDE

FOR YOUR
LIFE
PERFORMANCE



NOUS CONTACTER :

commercial@attitude-france.com

www.attitude-france.com



.ATTITUDE